

DOA-194 9 aineen
huumeseula

Lyhenne	Cut-Off mg/mL	Aineet	Likimääräiset toteamisajat *
MOP	300	Folkodiini, heroini, kodeiini johdannaiset, levofanoli, meperidiini, morfiini johdannaiset, nalofiini	1-5 päivää
COC	300	Bentsoyyliegoniini	1-2 päivää
MTD	300	Metadoni (narkoottinen kipulääke)	2-8 päivää
BAR	300	barbituraatit amo-,apro-, buta-, feno- ,pento- , seco- , syklopentobarbitaalit, alfenoli , butalbitaali , butetaali	
BZO	300	Antsaamit, atsepaamit, atsepaatit, atsolaamit, diatsepoksidit	5-30 päivää
AMP	300	Amfetamiini, fenyylietyyliamiini, fentermiini, MDA, tryptamiini, tyramiini	1-6 päivää
MET	300	Efedriini, ekstaasi (MDMA), klorokiini, metamfetamiini, fenyyliamiini, metfentermiini, prokaiini, ranitidiini	1-6 päivää
TCA	1000	Trisykliset antidepressantit yleensä: ami- ja nortriptyliini, nordoksepiini, desiimi-, ja trimipramiini, promatsiini, doksepiini, maprotiini tai suuri annos klomipramiinia tai prometatsiinia	1-5 päivää
THC	20	Kannabis (hasis, marihuana)	7-80 päivää
		* toteamisaikaan vaikuttaa käytön määrä ja säännöllisyys	