

D0A-144		Multi drogtest 4	
Förkortning	Cut-Off mg/mL	Substans	ungefärliga detekteringstider
MOP	300	folkodin, heroin, kodinderivat, levofanol, meperidin, morfinderivat, nalofin	1-5 dagar
BZO	300	anthamies, atsipamas, ataspares, azoleamer, diazepoxider	2-14 dagar
AMP	1000	amfetamin, fenyletylamin, fentermin, MDA, tryptamin, tyramin	1-6 dagar
THC	25	cannabis (hash, marijuana)	5-50 dagar efter användning beroende på mängd och regelbundenhet