

D0A-144		4 aineen huumeseuila	
Lyhenne	Cut-Off mg/mL	Aineet	Likimääräiset toteamisajat
MOP	300	Folkodiini, heroini, kodeiini johdannaiset, levofanoli, meperidiini, morfiini johdannaiset, nalofiini	1-5 päivää
BZO	300	Antsaamit, atsepaamit, atsepaatit, atsolaamit, diatsepoksidit	2-14 päivää
AMP	1000	Amfetamiini, fenyylietyyliamiini, fentermiini, MDA, tryptamiini, tyramiini	1-6 päivää
THC	25	Kannabis (hasis, marihuana)	5-50 pvä niiden käytön jälkeen riippuen käytön määrästä ja säännöllisyydestä